

T 淋巴细胞无血清培养基使用说明书

【产品名称】： T 淋巴细胞无血清培养基

【产品型号】： MCM CulLymT-SFM 11

【产品货号】： CM011-500/1000

【包装规格】： 500,1000 mL



【主要成分】： 该产品为无血清培养基，不含动物源成分，所使用的蛋白均为重组蛋白。主要含糖类、氨基酸、无机盐、转铁蛋白、胰岛素及微量元素。

【预期用途】： 本品适用于T细胞（T、CAR-T、TCR-T等）体外无血清扩增培养。

【性能指标】：

无菌检测：阴性（细菌、真菌、支原体）	内毒素：< 1EU/mL
pH：7.0 ~ 7.6（室温）	渗透压：280 ~ 350 mOsm/kg
外观：红色澄清液体	

【运送要求】：2 ~ 8℃，避光运送。

【储存条件及有效期】：2 ~ 8℃下避光存储；有效期12个月。

【使用方法】：为获得最佳细胞培养扩增效果，请参考以下操作：

- 1.按照对应的标准作业工艺要求进行PBMC分离、分选及基因修饰等作业。
- 2.将处理完成的T细胞按照一定密度接种（推荐密度 $0.5 \sim 1.0 \times 10^6/\text{mL}$ ）至MCM CulLymT-SFM11培养基中，根据培养工艺要求加入特定激活刺激因子，之后将培养瓶置于 37℃，5% CO₂ 和85%湿度条件下进行培养。
- 3.定期（每天或每2天）显微观察并细胞计数，根据细胞密度进行扩增，补加新鲜培养基及 IL-2进行继续放大培养。
- 4.培养结束（通常情况，可支持持续培养21天），离心去除培养基，收集细胞。

【建议】：建议提前置于室温或 37℃条件下预热后使用。

【注意事项】：

1. 本产品仅供科研使用，不可用于临床治疗。
2. 产品启封后应立即使用或分装保存，否则产品性能将受影响。
3. 使用前应进行细胞培养测试，确认性能后再使用。
4. 使用后产生的废弃物处理，应遵守使用者所在地相关法律法规要求，不得随意丢弃。

【说明书核准及修改日期】：2021.05

【技术支持】：根据销售条款，如您遇任何问题，请与我公司技术人员联系：

Tel: +86 21-64909996-393

Fax: +86 21-64909996-730