Version 1，2024

使用说明书—McCoy's 5A

基础信息介绍

产品简介

McCoy's 5A 培养基是一种广泛使用的基础培养基，包含碳水化合物、氨基酸、维生素、无机盐等营养物质，不含动物来源的成分。适用于多种类型原代细胞、成熟细胞系以及活检组织块的增殖。



应用范围

McCoy's 5A 广泛用于多种类型的原代细胞的培养，如骨髓、皮肤、牙龈、肾、脾、肺、大鼠胚胎、网膜等。此外，McCoy's 5A 培养基还用于组织活检培养、细胞建系，以及一些淋巴细胞和较难培养的细胞的培养，该基础培养基适用于科研和基于细胞培养的大规模生物制品的生产，但不得用于人或动物的诊断或治疗。

储运及有效期

产品	货号	储存	运输	有效期
McCoy's 5A	LQ37，液体	2℃～8℃，避光	2℃～8℃，避光	12 个月
McCoy's 5A	DP37，干粉	2℃～8℃，避光	室温，避光	36 个月

干粉培养基配液方法

1. 向配液容器中加入最终体积 90% 的纯化水(20～30 ℃)。
2. 缓慢加入 12.12 g/L 的干粉培养基，搅拌混合 20 分钟。
3. 缓慢加入 2.383 g/L HEPES，搅拌混合 10 分钟。
4. 缓慢加入 2.20 g/L 的碳酸氢钠粉末，搅拌混合 5～10 分钟。
5. 用 5M 氢氧化钠或 1M 盐酸溶液将 pH 调至 7.0～7.1，充分搅拌 10 分钟。
6. 用纯化水定容至最终体积，搅拌混合 5 分钟。
7. 立即使用 0.22 微米的滤膜无菌过滤。

干粉及液体培养基质量指标

产品指标	McCoy's 5A（LQ37）液体	McCoy's 5A（DP37）干粉
外观	红色澄清液体	类粉色粉末
pH	7.0～7.6	7.0～7.4（滤前）
渗透压（mOsmol/kg）	270～330	275～328
溶解性	--	按配液方法操作，溶解良好
内毒素（EU/mL）	＜3	＜3
无菌检测	阴性	--
微生物限度	--	需氧菌：＜200 CFU/g 霉菌酵母菌：＜50 CFU/g

【技术支持】

根据销售条款，如您遇任何问题，请与我公司技术人员联系 ：

Tel：+86 21-64909996-393 Fax： +86 21-64909996-730

Email：bioreagent@tofflon.com