

检验报告书 / Certificate of Analysis

产品名称 Product Name	CHO-1 CDM08	检验编号 Analysis ID	20230302001C
产品编号 Catalog No.	DP08	报告日期 Report Date	2023.03.13
生产批号 Lot Number	DP08230302001C	贮存条件 Storage Requirement	2 ~ 8°C 避光 Protected from light
生产日期 MFG Date	2023.03.02	有效日期 Expiration Date	2025.03.01
检验依据 Test Standard	检验方法标准操作规程 Sop for inspection methods		

检验项目 Test Categories	标准要求 Test Specifications	检验结果 Test Results
外观 Physical Appearance	类白色粉末 Off-white Powder	类白色粉末 Off-white Powder
澄清晰度 Clarity	澄清 Clear	合格 Pass
pH 值 pH Value	6.8 ~ 7.2	合格 Pass
渗透压 Osmolality	270 ~ 320 (mOsmol/Kg)	合格 Pass
细菌内毒素 Endotoxin	< 3 EU/mL	合格 Pass
微生物限度 Microbial limit	需氧菌 Aerobic bacteria: <200CFU/g	合格 Pass
	霉菌酵母菌 Molds and yeasts: < 50CFU/g	合格 Pass

结论: 本品按成品检验操作规程检测, 结果均已记录。

Conclusion: This product has been tested according to the finished product inspection operating procedures and the results have been recorded.

QC 复核人: 陈义梅
Quality Control:

QA 复核人: 周国辉
Quality Assurance:

审核人: 李响
Approver: 质检专用章

