

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: 细胞保存液 Cryoprotectant

型号 Type: MCP CryoSpr-DHQ 05(B)

货号 Art Number: CP003-100

批号 Lot Number: CP003LE2212001

有效期 Exp Date: 2025.12.08

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	无色, 澄清液体 Colorless, Clear	无色, 澄清液体 Colorless, Clear	通过 Pass
酸碱度 pH	6.8 ~ 8.0	7.19	通过 Pass
内毒素 Endotoxin	<1EU/mL	<1EU/mL	通过 Pass
无菌检测 Sterility Test	阴性 Negative	阴性 Negative	通过 Pass
支原体检测 Mycoplasma	阴性 Negative	阴性 Negative	通过 Pass
渗透压 Osmolality	<2500mOsm/Kg	1341 mOsm/Kg	通过 Pass
细胞活率 Recovery rate	≥90%	98%	通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

黄晶晶

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

周国辉

审核人 Approver:

日期 Date:

常炳南
2022-12-12

