

## 检验报告书 / Certificate of Analysis

|                       |  |                             |                                    |
|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 产品名称<br>Product Name  | Vero SFM01 Pro                           | 检验编号<br>Analysis ID         | 230614L22001                       |
| 产品编号<br>Catalog No.   | LQ22                                     | 报告日期<br>Report Date         | 2023.06.30                         |
| 生产批号<br>Lot Number    | LQ22230614001                            | 贮存条件<br>Storage Requirement | 2 ~ 8°C<br>避光 Protected from light |
| 生产日期<br>MFG Date      | 2023.06.14                               | 有效日期<br>Expiration Date     | 2024.06.13                         |
| 检验依据<br>Test Standard | 检验方法标准操作规程<br>Sop for inspection methods |                             |                                    |

| 检验项目<br>Test Categories   | 标准要求<br>Test Specifications | 检验结果<br>Test Results       |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 外观<br>Physical Appearance | 红色澄清液体<br>Red Clear Liquid  | 红色澄清液体<br>Red Clear Liquid |
| 澄清晰度<br>Clarity           | 澄清<br>Clear                 | 澄清                         |
| pH 值<br>pH Value          | 7.1 ~ 7.5                   | 7.30                       |
| 渗透压<br>Osmolality         | 270 ~ 320<br>(mOsmol/Kg)    | 274                        |
| 细菌内毒素<br>Endotoxin        | < 3 EU/mL                   | 阴性                         |
| 无菌检查<br>Sterility check   | 阴性<br>Negative              | 阴性                         |

结论: 本品按成品检验操作规程检测, 结果均已记录。

Conclusion: This product has been tested according to the finished product inspection operating procedures and the results have been recorded.

QC 复核人:  
Quality Control:

陈义梅

QA 复核人:  
Quality Assurance:

付哲超

审核人:  
Approver:

