

检验报告书 / Certificate of Analysis

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 产品名称 Product Name | MDCK SFM01 | 检验编号 Analysis ID | 230413L17001 |
| 产品编号 Catalog No. | LQ17 | 报告日期 Report Date | 2023.04.29 |
| 生产批号 Lot Number | LQ17230413001 | 贮存条件 Storage Requirement | 2 ~ 8°C 避光 Protected from light |
| 生产日期 MFG Date | 2023.04.13 | 有效日期 Expiration Date | 2024.04.12 |
| 检验依据 Test Standard | 检验方法标准操作规程 Sop for inspection methods | | |

| 检验项目 Test Categories | 标准要求 Test Specifications | 检验结果 Test Results |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 外观 Physical Appearance | 黄色澄清液体 Yellow Clear Liquid | 黄色澄清液体 Yellow Clear Liquid |
| 澄清度 Clarity | 澄清 Clear | 澄清 Clear |
| pH 值 pH Value | 7.0 ~ 7.4 | 7.30 |
| 渗透压 Osmolality | 290 ~ 355 (mOsmol/Kg) | 322 |
| 细菌内毒素 Endotoxin | < 50EU/mL | 阴性 Negative |
| 无菌检查 Sterility check | 阴性 Negative | 阴性 Negative |

结论: 本品按成品检验操作规程检测, 结果均已记录。

Conclusion: This product has been tested according to the finished product inspection operating procedures and the results have been recorded.

QC 复核人:
Quality Control:

陈义梅

QA 复核人:
Quality Assurance:

付紫娟

审核人
Approver:

