

检验报告书 / Certificate of Analysis

产品名称 Product Name	HEK293 CDM30 Pro	检验编号 Analysis ID	230615L301001
产品编号 Catalog No.	LQ30-1	报告日期 Report Date	2023.06.30
生产批号 Lot Number	LQ301230615001	贮存条件 Storage Requirement	2 ~ 8°C 避光 Protected from light
生产日期 MFG Date	2023.06.15	有效日期 Expiration Date	2024.06.14
检验依据 Test Standard	检验方法标准操作规程 Sop for inspection methods		

检验项目 Test Categories	标准要求 Test Specifications	检验结果 Test Results
外观 Physical Appearance	淡黄色液体 Light yellow Liquid	淡黄色液体 Light yellow Liquid
澄清度 Clarity	澄清 Clear	澄清
pH 值 pH Value	6.9 ~ 7.5	7.27
渗透压 Osmolality	270 ~ 330 (mOsmol/Kg)	289
细菌内毒素 Endotoxin	< 3 EU/mL	阴性
无菌检查 Sterility check	阴性 Negative	阴性

结论: 本品按成品检验操作规程检测, 结果均已记录。


Conclusion: This product has been tested according to the finished product inspection operating procedures and the results have been recorded.

QC 复核人:
Quality Control:

陈义梅

QA 复核人:
Quality Assurance:

付紫娟



Approver:

陈义梅