

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: CHO CDM27

货号 Art Number: LQ27

批号 Lot Number: LQ27231213001

生产日期 Mfg Date: 2023.12.13

有效期 Exp Date: 2024.12.12

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	淡黄色至黄色澄清液体 Light yellow to yellow Clear Liquid	淡黄色至黄色澄清液体 Light yellow to yellow Clear Liquid	通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear	澄清 Clear	通过 Pass
酸碱度 pH	6.9 ~ 7.5	7.14	通过 Pass
渗透压 Osmolality	260 ~ 320(mOsmol/Kg)	282	通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 3EU/mL	< 3EU/mL	通过 Pass
无菌检查 Sterility check	阴性 Negative	阴性 Negative	通过 Pass

QC 人员 QC Inspector: 陈义梅

日期 Date: 2023.12.29

QA 人员 QA Inspector: 付紫婧

日期 Date: 2023.12.29

审核人 Approver: 李琳

日期 Date: 2023.12.29

