

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: MEM $\alpha$  nucleosides

货号 Art Number: LQ3601A

批号 Lot Number: LQ3601A240119001

生产日期 Mfg Date: 2024.01.19

有效期 Exp Date: 2025.01.18

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	无色至淡粉澄清液体 Colorless to light pink clear liquid	无色至淡粉澄清液体 Colorless to light pink clear liquid	通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear	澄清 Clear	通过 Pass
pH 值 pH value	7.0 ~ 7.6	7.15	通过 Pass
渗透压 Osmolality	270 ~ 320 (mOsmol/Kg)	305	通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 3EU/mL	阴性	通过 Pass
无菌检查 Sterility check	阴性 Negative	阴性 Negative	NA

QC 人员 QC Inspector: 陈义梅

日期 Date: 2024.01.29

QA 人员 QA Inspector: 付紫娟

日期 Date: 2024.01.29

审核人 Approver: [Signature]

日期 Date: 2024.01.29

