

产品规格 / PRODUCT SPECIFICATIONS

--- New-Born Calf Serum

产品名称 Product Name	New-Born Calf Serum
产品编号 Product Code	BSN01-500
产品特点 Characteristics	● 无菌环境下剖腹采血。 Blood collection in a sterile environment. ● 用0.1μm孔径滤器进行3次除菌过滤，全面理化、微生物检测。 Filter the FBS with 0.1μm membrane filter three times. ● 低内毒素、无支原体、无特异性抗体。 Low endotoxin, no mycoplasma, no specific antibody.
形式 Format	液体，无菌 / Liquid, sterile
包装规格 Pack Size	500mL/瓶， 500mL/bottle
存放条件 Storage	-10℃ ~ -30℃，避光 / -10℃ ~ -30℃， Protected from light
有效期 Shelf life	60个月 / 60 Months