

产品规格 / **PRODUCT SPECIFICATIONS**

--- **Fetal Bovine Serum**

<p>产品名称 Product Name</p>	Fetal Bovine Serum
<p>产品编号 Product Code</p>	BSF01-500
<p>产品特点 Characteristics</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 无菌环境下剖腹采血。 Blood collection in a sterile environment. ● 用0.1μm孔径滤器进行3次除菌过滤，全面理化、微生物检测。 Filter the FBS with 0.1μm membrane filter three times. ● 低内毒素、无支原体、无特异性抗体。 Low endotoxin, no mycoplasma, no specific antibody.
<p>形式 Format</p>	液体，无菌 / Liquid, sterile
<p>包装规格 Pack Size</p>	500mL/瓶， 500mL/bottle
<p>存放条件 Storage</p>	-10°C ~ -30°C， 避光 / -10°C ~ -30°C, Protected from light
<p>有效期 Shelf life</p>	60个月 / 60 Months