

血清系列产品

产品简介

纯正血清，甄选国内优质天然牧场，拥有得天独厚的丰沛牧草条件和湿润气候，经严格的原料地筛选，原料初筛和成品质检，让胎牛血清真正国产化。产品可达到或超过国内外同类产品水准。广泛应用于各种细胞培养，其中包含部分干细胞、原代细胞等一些娇贵细胞。

备注：用于非医药、非直接人体领域。



产品信息

| 产品名称 | 货号 | 规格 | 特点 |
|--------------|-----------|-------|----------------------------|
| 特级胎牛血清 | BSF01-500 | 500mL | 对标进口高端胎牛血清 |
| 优级胎牛血清 | BSF02-500 | 500mL | 对标进口和国内中高端胎牛血清 |
| 新生牛血清-细胞培养方向 | BSN01-500 | 500mL | 优于进口新生牛血清 细胞培养效果与胎牛血清相近 |
| 新生牛血清-诊断试剂专用 | BSN02-500 | 500mL | 适用于诊断试剂封闭液或稀释液 生产使用 |

产品优势

- 性价比高，对标进口胎牛血清，优选牧场，血源充足。
- 广泛应用于各种细胞培养,其中包含部分干细胞、原代细胞等一些娇贵细胞。
- C+A级净化车间全自动灌装线生产，批量大，批间差小。
- 经过0.1微米3次除菌过滤，全面理化、微生物检测。
- 极低内毒素、无支原体、无特异性抗体。

上海东富龙生物试剂有限公司

地址：中国·上海·闵行区都会路139号

电话：+86 21 64909996-393

邮箱：bioreagent@tofflon.com



扫码填表申请优惠价



扫码关注了解更多