

产品规格 / **PRODUCT SPECIFICATIONS**

--- **Fetal Bovine Serum**

| | |
|--|---|
| <p>产品名称 Product Name</p> | Fetal Bovine Serum |
| <p>产品编号 Product Code</p> | BSF02-500 |
| <p>产品特点 Characteristics</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 无菌环境下剖腹采血。 Blood collection in a sterile environment. ● 用0.1μm孔径滤器进行3次除菌过滤，全面理化、微生物检测。 Filter the FBS with 0.1μm membrane filter three times. ● 低内毒素、无支原体、无特异性抗体。 Low endotoxin, no mycoplasma, no specific antibody. |
| <p>形式 Format</p> | 液体，无菌 / Liquid, sterile |
| <p>包装规格 Pack Size</p> | 500mL/瓶， 500mL/bottle |
| <p>存放条件 Storage</p> | -10°C ~ -30°C， 避光 / -10°C ~ -30°C, Protected from light |
| <p>有效期 Shelf life</p> | 60个月 / 60 Months |