

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: DPBS

货号 Art Number: LQ12

批号 Lot Number: LQ12240423001

生产日期 Mfg Date: 2024.04.23

有效期 Exp Date: 2027.04.22

| 检测项目 Test Items | 要求 Specification | 检测结果 Test Results | 结果 Results |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 外观 Appearance | 无色澄清液体 Colorless Clear Liquid | 无色澄清液体 Colorless Clear Liquid | 通过 Pass |
| 澄清度 Clarity | 澄清 Clear | 澄清 Clear | 通过 Pass |
| 酸碱度 pH | 6.8 ~ 7.5 | 7.07 | 通过 Pass |
| 渗透压 Osmolality | 250 ~ 330(mOsmol/Kg) | 284 | 通过 Pass |
| 内毒素 Endotoxin | < 3EU/mL | < 1EU/mL | 通过 Pass |
| 无菌检查 Sterility check | 阴性 Negative | 阴性 Negative | 通过 Pass |

QC 人员 QC Inspector: 陈义梅

日期 Date: 2024.04.30

QA 人员 QA Inspector: 付国瑞

日期 Date: 2024.04.30

审核人 Approver: 李华

日期 Date: 2024.04.30

