

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: Vero SFM01

货号 Art Number: LQ25

批号 Lot Number: LQ25240515001.A

生产日期 Mfg Date: 2024.05.15

有效期 Exp Date: 2025.05.14

| 检测项目 Test Items | 要求 Specification | 检测结果 Test Results | 结果 Results |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 外观 Appearance | 红色澄清液体 Red Clear Liquid | 红色澄清液体 Red Clear Liquid | 通过 Pass |
| 澄清度 Clarity | 澄清 Clear | 澄清 Clear | 通过 Pass |
| 酸碱度 pH | 7.1 ~ 7.5 | 7.40 | 通过 Pass |
| 渗透压 Osmolality | 270 ~ 320(mOsmol/Kg) | 298 | 通过 Pass |
| 内毒素 Endotoxin | < 3EU/mL | < 1EU/mL | 通过 Pass |
| 无菌检查 Sterility check | 阴性 Negative | 阴性 Negative | 通过 Pass |

QC 人员 QC Inspector:

陈义梅

日期 Date:

2024.06.03

QA 人员 QA Inspector:

付世强

日期 Date:

2024.06.03

审核人 Approver:

李响

日期 Date:

2024.06.03

