

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: Tobitec FA Pro

货号 Art Number: LQF02-A

批号 Lot Number: LQF02A240409001.D

生产日期 Mfg Date: 2024.04.09

有效期 Exp Date: 2024.10.08

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	红色澄清液体 Red Clear Liquid	红色澄清液体 Red Clear Liquid	通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear	澄清 Clear	通过 Pass
酸碱度 pH	6.6 ~ 7.4	6.65	通过 Pass
渗透压 Osmolality	220 ~ 320 (5 倍稀释 5-fold dilutions) (mOsmol/Kg)	274	通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 3EU/mL	< 3EU/mL	通过 Pass
无菌检查 Sterility check	阴性 Negative	阴性 Negative	通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

陈义梅

日期 Date:

2024.04.26

QA 人员 QA Inspector:

付宇

日期 Date:

2024.04.26

审核人 Approver:

李明明

日期 Date:

2024.04.26

