

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品类型 Product Type: 间充质干细胞无血清培养基 MSCs Serum-free Culture Medium:

产品名称 Product Name: MCM CulMsc-SFM32

货号 Art Number: CM032-1-500

批号 Lot Number:

有效期至 Exp. on:

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	红色，澄清液体 Red, clear Liquid		通过 Pass
酸碱度 pH	7.0 ~ 7.6		通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 0.5EU/mL		通过 Pass
无菌检测 Sterility Test	阴性 Negative		通过 Pass
支原体检测 Mycoplasma	阴性 Negative		通过 Pass
渗透压 Osmolality	280 ~ 350mOsm/Kg		通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: