

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品类型 Product Type: 细胞保存液 Cryoprotectant

产品名称 Product Name: MCP CryoSpr-DHQ 20(A)

货号 Art Number: CP005-1-50

批号 Lot Number:

有效期至 Exp. on:

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	淡黄色澄清液体 Light yellow clear liquid		通过 Pass
酸碱度 pH	6.0 ~ 8.0		通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 0.5 EU/mL		通过 Pass
无菌检测 Sterility Test	阴性 Negative		通过 Pass
支原体检测 Mycoplasma	阴性 Negative		通过 Pass
渗透压 Osmolality	220 ~ 500 (10 倍稀释 10-fold dilutions) mOsm/Kg		通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: