Version 2，2026

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品类型 Product Type: HEK293 瞬转试剂盒 HEK293 Transient Transfection Kit

产品名称 Product Name: HEK Trans kit01

货号 Art Number: HEK-TK01

批号 Lot Number:

HEK293 化学成分限定培养基 HEK293 Chemical defined medium			
批号 Lot No.		**有效期至 Exp. on**	
检测项目 Test Items	**要求 Specification**	**检测结果 Test Results**	**结果 Results**
外观 Appearance	淡黄色澄清液体 Light yellow Clear Liquid		通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear		通过 Pass
酸碱度 pH	6.9 ~ 7.5		通过 Pass
渗透压 Osmolality	260 ~ 320(mOsm/Kg)		通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 3EU/mL		通过 Pass
无菌检查 Sterility check	阴性 Negative		通过 Pass
二合一补料培养基 Two-in-one feed medium			
批号 Lot No.		**有效期至 Exp. on**	
检测项目 Test Items	**要求 Specification**	**检测结果 Test Results**	**结果 Results**
外观 Appearance	红色澄清液体 Red Clear Liquid		通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear		通过 Pass
酸碱度 pH	6.6 ~ 7.4		通过 Pass
渗透压 Osmolality	240 ~ 340（5 倍稀释 5-fold dilutions）(mOsm/Kg)		通过 Pass

Version 2，2026

内毒素 Endotoxin	< 10EU/mL		通过 Pass
无菌检查 Sterility check	阴性 Negative		通过 Pass
转染增强剂 Transfection enhancer			
批号 Lot No.		**有效期至 Exp. on**	
检测项目 Test Items	**要求 Specification**	**检测结果 Test Results**	**结果 Results**
外观 Appearance	无色澄清液体 Colorless Clear Liquid		通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear		通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 3EU/mL		通过 Pass
无菌检查 Sterility check	阴性 Negative		通过 Pass
转染试剂 Transfection reagent			
批号 Lot No.		**有效期至 Exp. on**	
检测项目 Test Items	**要求 Specification**	**检测结果 Test Results**	**结果 Results**
外观 Appearance	无色澄清液体 Colorless Clear Liquid		通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear		通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 3EU/mL		通过 Pass
无菌检查 Sterility check	阴性 Negative		通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:
日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:
日期 Date:

审核人 Approver:
日期 Date: