Version 2，2026

Declaration of Media Composition（培养基成分说明）

- Purpose/Justification （目的/理由）

  This document is to certify that Shanghai Tofflon Bio-reagent medium（HEK293 CDM26 Pro） consists of the following major components:

  本文件证明东富龙生物试剂公司的培养基（HEK293 CDM26 Pro）包括以下主要成分：

- Composition: （DP26-2 成分）

● **Tryptophan（色氨酸）**	● **Valine（缬氨酸）**	● **Potassium Chloride（氯化钾）**
● **Arginine（精氨酸）**	● **Glucose（葡萄糖）**	● **Proline（脯氨酸）**
● **Asparagine（天冬酰胺）**	● **Glutamic Acid（谷氨酸）**	● **Serine（丝氨酸）**
● **Aspartic Acid（天冬氨酸）**	● **Biotin（生物素）**	● **Sodium Chloride（氯化钠）**
● **Cysteine（半胱氨酸）**	● **Choline Chloride（氯化胆碱）**	● **Leucine（亮氨酸）**
● **Glycine（甘氨酸）**	● **Histidine（组氨酸）**	● **Lysine（赖氨酸）**
● **Magnesium Sulfate（硫酸镁）**	● **Isoleucine（异亮氨酸）**	● **Threonine（苏氨酸）**
● **Methionine（甲硫氨酸）**	● **Tyrosine（酪氨酸）**	● **Phenylalanine（苯丙氨酸）**
● **L-Alanine（丙氨酸）**		

签名页--Signature Page

质量经理： Quality Manager	日期： Date