成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: HEK293 CDM15

货号 Art Number: DP15

批号 Lot Number:

生产日期 Mfg Date:

有效期 Exp Date:

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	白色至淡粉色及相近颜色粉末 White to pale pink and similar color powder		通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear		通过 Pass
酸碱度 pH	6.8 ~ 7.4		通过 Pass
渗透压 Osmolality	270 ~ 320(mOsmol/Kg)		通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 10EU/mL		通过 Pass
微生物限度 Bioburden	需氧菌 Aerobic bacteria： < 200CFU/g		通过 Pass
	霉菌酵母菌 Molds and yeasts： < 50CFU/g		通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: