成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: Vero SFM01 Pro

货号 Art Number: LQ22

批号 Lot Number:

生产日期 Mfg Date:

有效期 Exp Date:

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	红色澄清液体 Red Clear Liquid		通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear		通过 Pass
酸碱度 pH	7.1 ~ 7.5		通过 Pass
渗透压 Osmolality	270 ~ 320(mOsmol/Kg)		通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 3EU/mL		通过 Pass
无菌检查 Sterility check	阴性 Negative		通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: