# 成品检验报告书

# CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: HBSS

货号 Art Number: DP14.001

批号 Lot Number:

生产日期 Mfg Date:

有效期 Exp Date:

| 检测项目<br>Test Items | 要求<br>Specification | 检测结果<br>Test Results | 结果<br>Results |
|---|---|---|---|
| 外观 Appearance | 类白色粉末<br>Off-white powder | | 通过 Pass |
| 澄清度 Clarity | 澄清<br>Clear | | 通过 Pass |
| 酸碱度 pH | 7.0 ~ 7.6 | | 通过 Pass |
| 渗透压 Osmolality | 260 ~ 300(mOsmol/Kg) | | 通过 Pass |
| 内毒素 Endotoxin | < 3EU/mL | | 通过 Pass |
| 微生物限度<br>Bioburden | 需氧菌 Aerobic bacteria：<br>< 200CFU/g | | 通过 Pass |
| | 霉菌酵母菌 Molds and yeasts：<br>< 50CFU/g | | 通过 Pass |

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: