成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: BHK SFM01

货号 Art Number: DP16

批号 Lot Number:

生产日期 Mfg Date:

有效期 Exp Date:

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	淡黄色、淡粉色或相近颜色粉末 Light yellow, light pink or similar color powder		通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear		通过 Pass
酸碱度 pH	7.0 ~ 7.4		通过 Pass
渗透压 Osmolality	310 ~ 350(mOsmol/Kg)		通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 10EU/mL		通过 Pass
微生物限度 Bioburden	需氧菌 Aerobic bacteria： < 200CFU/g		通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: