成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: Insect SFM01 Pro

货号 Art Number: DP20

批号 Lot Number:

生产日期 Mfg Date:

有效期 Exp Date:

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	淡黄色或相近颜色粉末 Light yellow or similar color powder		通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear		通过 Pass
酸碱度 pH	6.0 ~ 6.2		通过 Pass
渗透压 Osmolality	350 ~ 420(mOsmol/Kg)		通过 Pass
微生物限度 Bioburden	需氧菌 Aerobic bacteria： < 200CFU/g		通过 Pass
	霉菌酵母菌 Molds and yeasts： < 200CFU/g		通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: