Version 2，2025

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name：补料培养基 Feed medium

产品型号 Product Model：Tobitec FedVigor02

货号 Art Number：LQ47

批号 Lot Number：

生产日期 Mfg Date：

有效期至 Exp. on：

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	红色澄清液体 Red Clear Liquid		通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear		通过 Pass
酸碱度 pH	6.6 ~ 7.4		通过 Pass
渗透压 Osmolality	240 ~ 340（5 倍稀释 5-fold dilutions）(mOsmol/Kg)		通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 10EU/mL		通过 Pass
无菌检查 Sterility check	阴性 Negative		通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: