Version 2，2026

成品检验报告书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品类型 Product Type: NK 细胞无血清培养试剂盒 NK Serum-Free culture Medium Kit

产品名称 Product Name: CulLymNK-KIT03

货号 Art Number: CM-NKKIT03

批号 Lot Number:

有效期至 Exp. on:

检测项目 Test Items		要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	CM022A	红色，澄清液体 Red, Clear Liquid		通过 Pass
	CM022B	红色，澄清液体 Red, Clear Liquid		通过 Pass
	NK-CF	无色，澄清液体 Colorless, Clear Liquid		通过 Pass
	NK-AF	无色，澄清液体 Colorless, Clear Liquid		通过 Pass
	NK-EF	无色，澄清液体 Colorless, Clear Liquid		通过 Pass
	NK-STR	无色，澄清液体 Colorless, Clear Liquid		通过 Pass
酸碱度 pH		7.0 ~ 7.3		通过 Pass
渗透压 Osmolality		280 ~ 350mOsm/Kg		通过 Pass
内毒素 Endotoxin		< 1EU/mL		通过 Pass
无菌检测 Sterility Test		阴性 Negative		通过 Pass
支原体检测 Mycoplasma		阴性 Negative		通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: