Version 2，2026

产品规格/PRODUCT SPECIFICATIONS

-- CuILymNK-KIT03

产品名称 **Product Name**	CuILymNK-KIT03
产品编号 **Product Code**	CM-NKKIT03
产品特点 **Characteristics**	● 无血清，无动物源组分，适合NK高效快速培养。 ● Serum-Free, animal origin-free, optimized for the NK high efficiency and rapid expansion..
形式 **Format**	液体，无菌 / Liquid, Sterile
包装规格 **Pack Size**	NK细胞无血清扩增培养基 MCM CulLymNK-SFM22（A）--1000mL×2 NK细胞无血清激活培养基 MCM CulLymNK-SFM22（B）--200mL×1 包被因子NKMKIT03-01--1.5mL×1 激活因子NKMKIT03-02--1mL×1 扩增因子NKMKIT03-03--1.5mL×1 血清处理剂NKMKIT03-04--20mL×1
存放条件 **Storage**	NK细胞无血清扩增培养基 NK serum-free expansion medium / CM022A / 2 ~ 8℃ NK细胞无血清激活培养基 NK serum-free activating medium / CM022B / 2 ~ 8℃ 包被因子 NKMKIT03-01 / NK-CF / -20℃ 激活因子 NKMKIT03-02 / NK-AF / -20℃ 扩增因子 NKMKIT03-03 / NK-EF / -20℃ 血清处理剂 NKMKIT03-04 / NK-STR / RT
有效期 **Shelf life**	12个月 / 12 Months

Shanghai Tofflon Bio-reagent Co.,Ltd No.139 Duhui Road,Minhang District,Shanghai,China http://bitec. tofflon.com Tel: +86 21-64909996-393 Fax: +86 21-64909996-730