Version 2，2026

# 成品检验报告书

# CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品类型 Product Type: NK 细胞无血清扩增培养基 NK serum-free expansion medium：

产品名称 Product Name: MCM CulLymNK-SFM22(A)

货号 Art Number: CM022A-1000

批号 Lot Number:

有效期至 Exp. on:

| 检测项目<br>Test Items | 要求<br>Specification | 检测结果<br>Test Results | 结果<br>Results |
|---|---|---|---|
| 外观 Appearance | 红色，澄清液体<br>Red Clear Liquid | | 通过 Pass |
| 酸碱度 pH | 7.0 ~ 7.3 | | 通过 Pass |
| 内毒素 Endotoxin | < 1EU/mL | | 通过 Pass |
| 无菌检测 Sterility Test | 阴性 Negative | | 通过 Pass |
| 支原体检测<br>Mycoplasma | 阴性 Negative | | 通过 Pass |
| 渗透压 Osmolality | 280 ~ 350mOsm/Kg | | 通过 Pass |

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: