Version 1，2026

产品规格/PRODUCT SPECIFICATIONS

-- CulLymγδT-KIT01

产品名称 **Product Name**	CulLymγδT-KIT01		
产品编号 **Product Code**	CM-γδTKIT01		
产品特点 **Characteristics**	● 无血清，无动物源组分，适合γδT高效快速培养。 ● Serum-Free, animal origin-free, optimized for the γδT high efficiency and rapid expansion..		
形式 **Format**	液体，无菌 / Liquid, Sterile		
包装规格 **Pack Size**	2L		
存放条件 **Storage**	γδT细胞无血清培养基 γδT serum-free medium	CM040-1000	2 ~ 8℃
	激活因子-1	γδT-AF01	-20℃
	激活因子-2	γδT-AF02	-20℃
	激活因子-3	γδT-AF03	2 ~ 8℃
	扩增因子	γδT-EF	-20℃
有效期 **Shelf life**	12个月 / 12 Months		

Shanghai Tofflon Bio-reagent Co.,Ltd No.139 Duhui Road,Minhang District,Shanghai,China http://bitec. tofflon.com Tel: +86 21-64909996-393 Fax: +86 21-64909996-730